

FICHE PRODUIT

APTT / TCA (Temps de céphaline activée) 5 flacons de 4ml

Référence : SOC-HC00100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

APTT / TCA (Temps de céphaline activée) 5 flacons de 4mlPour la détection de Cephalin Silica, incl 2x10ml CaCl₂

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11525-aptt-tca-temps-de-cephaline-activee-5-flacons-de-4ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com