

FICHE PRODUIT

TP (T Temps de prothrombine) 4 x 5ml

Référence : SOC-HC00200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

TP (T Temps de prothrombine)

Pour la détection de Tissue thromboplastine.

Conditionnement minimum de vente : Boite de 4 flacons de 5ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11526-tp-temps-de-prothrombine.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com