

FICHE PRODUIT

PH mètre de paillasse Seven Compact S210

Référence : SOC-30130863

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PH mètre de paillasse Seven Compact S210

Le PH mètre de paillasse Seven Compact S210 est un instrument de mesure universel bien conçu convient parfaitement à une large gamme d'applications et ne grève pas votre budget. Plus qu'un simple pH-mètre, il permet également de mesurer le potentiel Redox.

Le porte-électrode inclus avec son mouvement une Place™ parfaitement vertical vous aide à placer l'électrode dans la position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon.

Cela permet de réaliser plus rapidement les mesures et réduit le risque de renversement du récipient contenant l'échantillon et/ou d'endommagement de la sonde.

PH mètre de paillasse Seven Compact S210 vous donne le choix de visualiser toutes les informations de mesure sur l'écran ou de vous concentrer sur l'essentiel avec la vue uFocus™.

Il suffit d'une simple pression sur un bouton pour passer facilement d'une configuration d'affichage à une autre. Le nouvel écran couleur avec ses icônes bien conçues et ses paramètres de menu dans 10 langues permettent un fonctionnement véritablement intuitif.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Les applications comprennent aussi bien les mesures de routine que l'analyse d'échantillons, la gestion des données et l'archivage des données conformément aux règles sur les BPL. Une conception innovante qui répond aux exigences d'un pH/mètre universel et facile à utiliser.

Caractéristiques du PH mètre de paillasse Seven Compact S210

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Brève description	Instrument universel de mesure du pH et de mV/Redox
Plage de PH	-2000 à 20000
Résolution de PH	Définissable par l'utilisateur : 0.001 / 0.01 / 0.1
Précision relative de PH	± 0.002
Plage mV	-2000,0 à 2000,0
Résolution mV	Définissable par l'utilisateur : 0.1/1
Précision relative de mV	± 0.2
Plage de température (en °C)	Compensation manuelle de la température : -30,0 à 130,0 Compensation automatique de la température : -5,0 à 130,0
Précision de température (en °C)	± 0.1
Ecran	Couleur TFT 4,3 pouces
Alimentation électrique	Alimentation électrique ext. 9-12V/10W
Calibrage	Max. 5 points, 8 pre-defined and 1 user-defined buffer group
Robuste et facile le S210-Basic, mais comprenant aussi l'électrode InLab® Expert Pro-ISM, un guide sur les mesures de pH et 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7,00, 9,21 et 10,00.	
Grand écran couleur	L'écran couleur 4,3 pouces haute résolution avec ses gros caractères et ses icônes bien disposées permet de repérer les informations importantes d'un seul coup d'œil
Deux configurations d'affichage	Par une simple pression de bouton, passez de l'écran contenant toutes les informations à l'affichage uFocus™, où vous ne serez pas déconcentré par des informations de moindre importance.
IntelligentSensor Management (ISM®)	ISM® permet d'éliminer les erreurs à travers l'identification automatique de la sonde à la connexion et garantit que l'étalonnage le plus récent est utilisé pour les futures mesures.
Reconnaissance automatique des tampons	Le système de reconnaissance automatique des tampons vous permet de choisir l'ordre d'utilisation des tampons lors de l'étalonnage. Vous pouvez ainsi effectuer rapidement vos étalonnages de routine sans messages d'erreur inutiles
Connectivités et périphériques	Les interfaces USB et RS232 vous permettent de connecter simultanément divers périphériques au METTLER TOLEDO afin de démultiplier les possibilités de votre instrument.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ph-metres/11527-ph-metre-de-paillasse-seven-compact-s210.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com