

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur portable (Glacière) Fiocchi, modèle C65T

Référence : SOC-20183003

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur portable Fiocchi, modèle C65T

Caractéristiques techniques :

- Structure et isolation : Matière plastique atoxique, 40 cm d'épaisseur int/ext ;
- Plage de température : +10 / -20 °C ;
- Capacité : 65 litres ;
- Porte : Couvercle noir ;
- Equipement interne : Panier métallique, dim. (L x P x H) : 46 x 36 x 32 cm ;
- Contrôleur : Thermostat électronique numérique ;
- Alarmes : Acoustique et visuelle pour les écarts de température ;
- Type de réfrigération : Statique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dégivrage : Manuel
- Dimensions externe (L x P x H) : 70 x 44 x 47 cm ;
- Dimensions interne (L x P x H) : 47 x 37,5 x 35 cm (+ 1 compartiment de 15 x 37,5 x 17) ;
- Poids brut : 24 kg.

Donnée techniques :

- Type de réfrigérant : R134a sans CFC
- Tension secteur : 12V / 24V; 110V / 240V / 50Hz-60Hz
- Consommation nominale : 12 Vcc: 3,68 A
- Consommation électrique nominale : 45 W
- Température ambiante : + 10 / + 32 ° C; humidité 60%
- Connecteurs : 2 prises (1 pour 12 / 24V et 1 pour 230V)
- Conformément à la norme : 2014/30 / CE, 2014/35 / CE et modifications suivantes ;
- Emballage : Cartonné sur palette en bois
- Dimension d'emballage (cm) : 80 x 60 x 63 ; Poids : 32 kg
- **En option** : Caisse en bois sur palette en bois disponible: dim. cm.85x57x69; Poids 45 kg

Accessoires en option :

- Enregistreur graphique
- Enregistreur de données

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/11530-refrigerateur-portable-fiocchi-modelle-c65t.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com