

FICHE PRODUIT



Glacière isotherme 48 litres

Référence : SOC-20183004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière isotherme 48 litres

Caractéristiques techniques :

- Structure et isolation : Matière plastique atoxique, 30 cm d'épaisseur int/ext ;
- Capacité : 48 litres ;
- Poignée : 2 coulissants
- Dimensions externe (L x P x H) : 65 x 36 x 36 cm ;
- Dimensions interne (L x P x H) : 50 x 25 x 29 cm ;
- Poids brut : 3,4 kg.

Accessoires en option : Accumulateur de froid

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/11531-glaciere-isotherme-48-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com