

FICHE PRODUIT

Filtre à air pour concentrateur d'oxygène, modèle CANTA

Référence : SOC-FAV5207

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Filtre à air pour concentrateur d'oxygène, modèle CANTA.

Adapté pour le concentrateur d'oxygène V - Series.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/11532-filtre-a-air-pour-concentrateur-d-oxygene-modele-canta.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com