

**FICHE PRODUIT**

## Réservoir d'air avec filtre d'admission pour concentrateur d'oxygène, modèle CANTA

Référence : SOC-FAV2720

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Réservoir d'air avec filtre d'admission pour concentrateur d'oxygène, modèle CANTA

Adapté pour le concentrateur d'oxygène V - Series.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/11533-filtre-a-air-pour-concentrateur-d-oxygene-modele-canta.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com