

FICHE PRODUIT

Balance de laboratoire PCE-ABZ 100C

Référence : SOC-100CAB

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Balance de laboratoire PCE-ABZ 100C

Grâce à son calibrage externe et à sa protection contre le vent, **la balance de précision PCE-ABZ 100C** assure une exactitude de 0.0001 g pour les pesées en grammes et en milligrammes. Doté optionnellement d'un câble d'interface et d'un logiciel, cet équipement de mesure permet de transférer les données directement à un portable ou à un ordinateur et de réduire les erreurs des transferts manuels.

Solide, sûre et stable grâce à sa carcasse en métal fondu IP 54, cette **balance de précision** dispose d'un écran standard LCD matrice DOT de 18 mm, d'une interface RS-232 et d'une protection contre le vent.

Caractéristiques de la Balance de pharmacie PCE-ABZ 100C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Balance doseuse avec une protection en verre contre le vent et deux portes latérales coulissantes.
- Comptage de pièces avec la balance doseuse PCE ABZ: libre choix du nombre de pièces de référence, changement de l'indicateur de pièce à poids.
- Interface RS-232 pour connecter la balance doseuse au PC et pour l'évaluation.
- Indicateur de capacité (sur la marge de droite de l'écran qui indique la plage de pesage encore disponible).
- Plage de tarage sur 100 % de la plage de pesage.
- Carcasse en fondu d'aluminium solide et sûre.
- Niveau pour poser la balance doseuse avec précision.
- Fonction interne antichoc.
- Composant de réseau pour 230 V.
- Certificat officiel optionnel (par exemple pour respecter la DIN ISO 9000 interne).
- Plage de pesage [g] 100.
- Capacité de lecture [mg] 0,1.
- Valeur de calibrage [mg] ---
- Charge minimum [mg] ---
- Reproductibilité [g] 0,00015.
- Linéarité [mg] $\pm 0,2$.
- Plateau de pesage [mm] Ø 90.
- Comptage pièces référence De libre choix, conseillé: 10, 20, 50 ou 100 pièces.
- Plage de tarage - 100 g.
- Temps de réponse < 5 s.
- Indicateur LCD matrice DOT de 18 mm.
- Adaptateur de réseau 230V / 50 Hz.
- Protection IP 54.
- Dimensions de la carcasse 235 x 345 x 350 mm.
- Dimensions de la zone de pesage 175 x 140 x 230 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Température ambiante permise +18... +30 °C.
- Poids 7 kg.
- 1 x Densimètre PCE-ABZ 100C.
- 1 x Composant de réseau.
- 1 x Protecteur contre vent.
- 1 x Notice d'emploi.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/11534-balance-de-pharmacie-pce-abz-100c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com