

FICHE PRODUIT

Armoire réfrigérée médical (Réfrigérateur) Fiocchi, modèle MEDIKA 700 ECT-F TOUCH avec 3 clayettes

Référence : SOC-201807012

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire réfrigérée médical (Réfrigérateur) Fiocchi, modèle MEDIKA 700 ECT-F TOUCH avec 3 clayettes

Caractéristiques techniques :

- Structure et isolation : En acier pré-enduit aseptisé à activité bactériostatique, de couleur blanche interne / externe (matériau anti-rouille résistant à la rouille) ou intérieur en acier inoxydable de type 18/10 AISI 304 et l'extérieur en acier pré-enduit aseptisé de couleur blanche ; Isolation polyuréthane épaisseur 75 mm.
- Plage de température : +2 / +15 °C ;
- Capacité : 620 lt (21,91 pi3) ; Capacité brute 620 lt (21,91 pi3)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pieds : 4 pieds réglables ;
- Porte : Une porte vitrée avec tripple vitrages ;
- Eclairage : Type Led avec luminosité réglable ;
- Aménagement interne suggéré : 3 étagères ; Système interchangeable qui permet de mélanger :

1. Étagères en treillis ouvertes supportées par des clips en plastique, réglables en hauteur (dim.cm.66 x 56);

2. Tiroirs en aluminium extractibles montés sur des glissières télescopiques (dim. 15,4 x 60 x 7,5 pour 3 compartiments);

3. Panier métallique en acier dim.cm.56,9x65x15;

4. Tiroir / étagère câblé en acier inoxydable sur guides télescopiques (H 6,2 cm);

5. Rack S / acier dim.cm.14 x 50 x 15 également disponible.

- Contrôleur : ECT-F TOUCH

Contrôleur ECT-F tactile avec système d'enregistrement et d'alarmes. Nouveau contrôleur avec écran tactile TFT 7 " facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnées toujours visibles sur la page d'accueil.

1. Enregistrement de la température des 10 dernières années ;

2. Système d'alarme acoustique et visuel pour les écarts de température, porte ouverte, condensateur, et conditions défectueuses ;

3. Thermostat de sécurité contre le gel et la surchauffe ;

4. Carte SD avec accès frontal: elle peut stocker 10 ans d'enregistrement de données et des documents pertinents tels que des manuels, une liste de pièces de rechange, des vidéos concernant l'installation et les opérations les plus courantes ;

5. Port USB permettant de télécharger des données directement depuis le panneau avant ;

6. Section multimédia avec zone de tutoriel pour les films d'instructions, manuels d'entretien, dessins électriques, etc;

7. Contact sec pour une connexion à distance ;

8. Port RS485 et RJ45 pour LAN / Ethernet ;

9. Mot de passe pour l'allumage et l'extinction de la machine, pour protéger des utilisateurs non autorisés ;

10. Emplacement pour carte SIM ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

11. Serveur Web intégré.

- Alarmes : Acoustique et visuelle pour les écarts et les défaillances de température, avec enregistrement automatique ;
- Enregistrement de données et d'événements: 10 ans sur carte SD; Pour l'année dernière sur mémoire flash ;
- Température Graphique : Un graphique en temps réel personnalisable toujours visible sur la page d'accueil ;
- Connectivité : Port USB-SD-SIM avec accès frontal; Contact sec; Ports série RS485 et RJ45
- Type de réfrigération : Air forcé, ventilé
- Dégivrage : Automatique, avec évaporation automatique de l'eau de condensation
- Dimensions externe (L x P x H) : 72 x 82,5 x 208 cm ;
- Dimensions interne (L x P x H) : 60 x 68,6 x 150,5 cm ;
- Poids brut : 138kg.

Donnée techniques :

- Type de gaz réfrigérant : R134A sans CFC ;
- Tension secteur : 230V / 1 / 50Hz ;
- Consommation électrique 24H: 1,6 kW / 24H ;
- Consommation d'énergie instantanée : 0,29 kW (2,09 A) ;
- Emission de chaleur : 598W ;
- Niveau de bruit : <50 dB ;
- Température ambiante: + 16 / + 38 ° C; humidité 60% ;
- Connecteur : Schuko
- Conformément à la norme : 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE (RAEE) et modifications suivantes ;
- Emballage : Cartonné sur palette en bois ;
- Dimension d'emballage (cm) : 77 x 90 x 214 ; Poids : 162 kg ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Caisse en bois sur palette en bois disponible **en option** : dim. 84 x 94 x 214 cm ; Poids 175 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/11536-armoire-refrigeree-medical-refrigerateur-fiocchetti-modele-medika-700-ect-f-touch-avec-3-clayettes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com