

FICHE PRODUIT



Panier fond plein pour autoclave vertical HMC série HG

Référence : SOC-P047615

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Panier fond plein pour autoclave vertical HMC série HG

- Ø externe x h: 345 x 235 mm.
- Ø interne x h: 305 x 220 mm.
- HG 50 h.482 mm: 2.
- HG 80 h.730 mm: 3.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11540-panier-fond-plein-pour-autoclave-vertical-hmc-serie-hg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com