

FICHE PRODUIT

Agitateur vortex classique VTX420

Référence : SOC-VTX420

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Agitateur vortex classique VTX420

Mélangeur tourbillonnaire à vitesse d'agitation réglable, en mode tactile ou continu. Le best-seller !

Fonctionnement universel

- Fonctionnement à vitesse variable, contrôlé électroniquement jusqu'à 3000 tr/min
- Démarrage automatique en mode tactile ou en fonctionnement continu
- Large choix d'accessoires pour s'adapter aux tubes, plaques et flacons
- Modèle universel tension / fréquence

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Performance fiable

- Ajustement des accessoires par simple pression
- Résistance optimale aux produits chimiques du boîtier en technopolymère
- Excellente stabilité avec une base en alliage de zinc
- Grands pieds en caoutchouc antidérapants pour rester dans la position souhaitée
- Protection IP 42 contre les particules et les liquides

Caractéristiques de l'agitateur vortex classique VTX420

- Excellente stabilité.
- Vitesse réglable de 0 à 3000 tr/min.
- Fonctionnement intermittent par pression de la tête avec un tube ou en continu.
- Parfaite stabilité : 4 pieds antidérapants, lourd (2,7 kg).
- Puissance : 15 W / IP42.
- Dimensions: 150 x 165 x h130 mm / 2,7 kg.

Portoir 19 x microtubes

- En mousse Ø 94 mm.
- Capacité 19 microtubes 1,5 / 2 ml.
- perfos. : Ø 10 mm

Portoir pour 5 tubes Ø 16 mm

- En mousse Ø 94 mm.
- Capacité 5 tubes Ø 16 mm.
- Perfos. : Ø 16 mm

Portoir pour microplaque

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Portoir en mousse.
- Dimensions : 85 x 130 mm

Support plat

- Support plat en caoutchouc.
- Support Ø 50 mm

Portoir à percer en mousse

- Portoir en mousse à percer.
- Portoir Ø 94 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateurs/11541-agitateur-vortex-classique-vtx420.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com