

FICHE PRODUIT



Barreau aimanté PTFE + anneau central diam. 6x30mm - pack de 2

Référence : SOC-201807015

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Barreau aimanté PTFE + anneau central diam. 6x30mm - pack de 2

L'anneau de support central garantit une rotation efficace, même sur les fonds légèrement bombés ou irréguliers.

Hauteur : 250 mm

Longueur : 30 mm

Poids brut : 0.008 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11545-barreau-aimante-ptfe-anneau-central-diam-6x30mm-pack-de-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com