

FICHE PRODUIT

API 10 S (Identification simplifiée des bacilles Gram (-) en 18-24 heures), 50 Bandes

Référence : SOC-201807016

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

API 10 S (Identification simplifiée des bacilles Gram (-) en 18-24 heures), 50 Bandes

Les galeries d'identification API® sont la référence globale de l'identification, et sont choisies par les biologistes dans le monde du fait de leur facilité d'utilisation et de leur haute performance.

- **Référence** dans les laboratoires de microbiologie
- Résultats fiables
- Solution complète et facile à utiliser

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/11546-api-10-s-identification-simplifiee-des-bacilles-gram-en-18-24-heures-50-bandes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com