

FICHE PRODUIT

API 20 E (Identification des bacilles Gram (-) en 18-24 heures), 25 Bandes

Référence : SOC-201807017

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

API 20 E (Identification des bacilles Gram (-) en 18-24 heures), 25 Bandes

Les galeries d'identification API® sont la référence globale de l'identification, et sont choisies par les biologistes dans le monde du fait de leur facilité d'utilisation et de leur haute performance.

- **Référence** dans les laboratoires de microbiologie
- Résultats fiables
- Solution complète et facile à utiliser

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/11547-api-20-e-identification-des-bacilles-gram-en-18-24-heures-25-bandes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com