

FICHE PRODUIT



Gélose de CLED 20PLT

Référence : SOC-201807022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gélose de CLED 20PLT

CLED Agar est recommandé pour l'isolement, le dénombrement et l'identification d'agents pathogènes urinaires à partir de la fermentation du lactose.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/11549-gelose-de-cled-20plt.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com