

FICHE PRODUIT

Gélose DNase 500g

Référence : SOC-201807025

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DNase - gélose

Pour la mise en évidence de l'activité désoxyribonucléase lors de l'identification de certaines bactéries isolées à partir d'échantillon clinique.

Composition (g) pouvant être modifiée pour 1 litre de milieu :

- Tryptose : 20,0
- Acide désoxyribonucléique : 2,0
- Sodium chlorure : 5,0
- Agar : 15,0
- pH du milieu prêt à l'emploi à 25°C : $7,3 \pm 0,2$
- Incubation : 48 h à 35-37°C
- Stockage : Mil. Déshydraté : 2-30°C
- Conditionnement : Dose 42 g/l - 500 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/11552-gelose-dnase.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com