

FICHE PRODUIT



Bouillon sélénite cystine pour la microbiologie, 500g

Référence : SOC-201807027

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bouillon sélénite cystine pour la microbiologie, 500g

Utilisé pour l'enrichissement sélectif de Salmonella dans l'eau ou les denrées alimentaires.

- Stockage 8 - 15 °C à l'obscurité.
- Incubation : 37 °C pendant 24 h

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/11554-bouillon-selenite-cystine-pour-la-microbiologie-500g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com