

FICHE PRODUIT

Bouillon cœur cerveau ISO 6888-1 - 500 g

Référence : SOC-201807210

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Milieu déshydraté bouillon infusion cœur cerveau ISO 6888-1 - 500 g

Milieu riche utilisé pour la culture des germes exigeants. Son utilisation est recommandée pour le dénombrement de staphylococcus aureus dans les aliments (méthode AFNOR).

- Stockage 2 - 8 °C
- Incubation : 37 °C pendant 24 h $\pm$ 2 h

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/11558-bouillon-coeur-cervelle-iso-6888-1-500-g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com