

FICHE PRODUIT



Cytofunnel avec filtre blanc pour cytocentrifugeuse Cytospin Shandon

Référence : SOC-201807211

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cytofunnel avec filtre blanc pour cytocentrifugeuse Cytospin® Shandon

Description :

Chambre de remplissage Cytosep™ pour cytocentrifugeuse Cytospin® Shandon avec filtre

Application :

- Cytocentrifugation d'échantillons liquides.

Avantages :

- A usage unique, aucun nettoyage n'est nécessaire.

Caractéristiques techniques :

- Matière : Polypropylène

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Volume maximum d'échantillon : 1ml
- Conditionnement minimum de vente : 40

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-accessoires-pour-centrifugeuses/11559-cytofunnel-avec-filtre-blanc-pour-cytocentrifugeuse-cytospinr-shandon.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com