


FICHE PRODUIT



Lame porte objet en verre bords rodés à 90°

Référence : SOC-LPCC13

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lame en verre pour cytocentrifugeuse, 1 cercle diamètre 13mm

Caractéristiques techniques :

- Qualité du verre : Verre sodocalcique blanc
- Bords : Rodés à 90°
- Angles : Droits
- Plage d'identification : Peinte
- Couleur de la plage d'identification : Blanc
- Nombre de cercle : 1
- Diamètre du cercle (en mm) : 13
- Longueur de lame (en mm) : 75,06-75,82
- Largeur de la lame (en mm) : 24,61-25,37

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Épaisseur de la lame (en mm) : 0,95-1,05
- Conditionnement minimum de vente : B/100

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-bords-rouges-verre-blanc/11562-lame-en-verre-pour-cytocentrifugeuse-1-cercle-diametre-13mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com