

FICHE PRODUIT



Cassette de radiographie avec fenêtre d'identification 24 x 30 cm

Référence : SOC-ID408

Points forts

- délais : 48 heures
- Dimension de la cassette : 24 x 30 cm

Description du produit

Cassette de radiographie avec fenêtre d'identification (ID-window)

Dimensions: 24 x 30 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-avec-fenetre-id/11564-cassette-de-radiographie-avec-fenetre-d-identification-18-x-24.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Dimension de la cassette	24 x 30 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com