

FICHE PRODUIT

Cassette de radiographie avec fenêtre d'identification 35 x 43 cm

Référence : SOC-ID410

Points forts

- délais : 48 heures
- Dimension de la cassette : 35 x 43 cm

Description du produit

Cassette de radiographie avec fenêtre d'identification (ID-window)

Dimensions: 35 x 43 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-avec-fenetre-id/11566-cassette-de-radiographie-avec-fenetre-d-identification-18-x-24.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Dimension de la cassette	35 x 43 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com