

FICHE PRODUIT



Hotte de sécurité biologique, classe II, Herasafe[®], série KS

Référence : SOC-135-6030

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Hotte de sécurité biologique, classe II, Herasafe[™], série KS

Modèle	KS12
Volume d'air évacué (m ³ /h)	500
Eclairage (Lux)	>1000
Niveau sonore (dB(A))	57
Puissance nominale (kW)	0,4
LxPxH ext. (mm)	1300×800×1645
LxPxH int. (mm)	1200×627×780
Poids (kg)	240
Filtre	HEPA H14 EN 1822 : efficacité 99,999% pour les particules de 0,3 µm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/11570-hottes-de-securite-biologique-classe-ii-herasafetm-serie-ks.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com