

FICHE PRODUIT

Agitateur à rouleaux STUART SRT9D

Référence : SOC-SRTD9

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Agitateur à rouleaux STUART SRT9D

les mélangeurs à **rouleaux STUART SRT9D** agissent en douceur, mais avec une grande efficacité en combinant un mouvement de bascule et une rotation. Un simple interrupteur marche/arrêt commande l'appareil qui tourne alors en continu à une vitesse constante de 6-10 tr/mn. Ils sont recommandés pour le mélange d'échantillons de sang, de produits visqueux et de suspensions liquides-solides nécessitant une aération minimale. Ce modèle peut être utilisé en incubateur jusqu'à 60 °C et avec une humidité atteignant 80 %, ou en chambre froide jusqu'à 4 °C. **Le mélangeur à rouleaux STUART SRT9D** est de construction robuste et connexe pour faciliter le nettoyage : les rouleaux sont en plastique et un égouttoir recueille les éclaboussures accidentelles. Il peut accueillir des tubes, flacons Bijoux, flacons Universals et bouteilles de pratiquement toutes tailles jusqu'à 100 mm de diamètre. Un système d'empilage SRT/STACK est disponible si l'espace libre vous fait défaut. Mouvements combinés de bascule et de rotation pour un mélange complet. Conçus pour un fonctionnement silencieux et continu. Peut être utilisé en chambre froide et en incubateur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de l'Agitateur à rouleaux STUART SRT9D

- Mouvements combinés de bascule et de rotation pour un mélange complet
- Vitesse variable à commande numérique
- Fonctionnement continu ou durée programmée
- Utilisable en chambre froide ou en incubateur
- Minuterie numérique intégrée de 1 sec à 90 min / 1 min à 9 h / 1 à 9999 min
- Peut accueillir tubes, bijoux, flacons et bouteilles jusqu'à 100 mm de diamètre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Nombre de rouleaux	9
Vitesse	5-60 tour/min
Amplitude	16 mm
Charge maximale	5 kg
Poids net	6.9 kg
Commande	Numérique
Minuterie	oui
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz, 50 W
Taille des rouleaux (longueur x diamètre)	340x30 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateurs/11575-agitateur-a-rouleaux-stuart-srt9d.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com