

FICHE PRODUIT



Agitateur magnétique chauffant **STUART** **US152**

Référence : SOC-A009286

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'agitateur magnétique chauffant **STUART US152**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Matériau de la plaque	Silicone enduit d'aluminium
Dimension de la plaque	150 x 150 mm
Zone de chauffage	150 x 150 mm
Puissance de chauffage	700 Watt
Température maximale du plateau	325°C
Vitesse de l'agitateur	100 - 2000 tr/min
Capacité d'agitation maximale	15 litre
Dimensions (L x P x H)	172 x 248 x 120 mm
Poids net	2.9 kg
Fourniture électrique	230V, 50Hz, 750W
Note IP	32

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/11585-agitateur-magnetique-chauffant-stuart-us152.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com