

FICHE PRODUIT

Agitateur magnétique chauffant RSLAB-1C en inox

Référence : SOC-IN601080

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Agitateur magnétique chauffant RSLAB-1C en inox

L'**agitateur magnétique chauffant RSLAB-1C, RSLAB®**, est doté d'un design moderne et des dernières technologies (moteur sans charbon très longue durée, circuit de chauffage sécurisé avec arrêt automatique, ...) afin de garantir une agitation performante et sécurisé. Ce matériel de laboratoire a une haute adhésion magnétique empêchant le barreau magnétique de sortir de son rayon. La vitesse du moteur est réglable, pouvant atteindre jusqu'à 1500 tours par minutes. La température chauffante est réglable à la température ambiante jusqu'à +350°C. Son large plateau de 135mm est disponible en inox ou en céramique.

Application

- Agitation de grands volumes, jusqu'à 20L.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Avantages

- Arrêt automatique du chauffage lorsque la température excède 350°C.
- Vitesse variable du moteur.
- Moteur avec contrôle électronique de la vitesse.
- Vitesse constante même lors de changements de volume.
- Haute adhésion magnétique, empêche le barreau magnétique de sortir de son rayon.
- Moteur très longue durée (sans charbon).

Caractéristiques de l'Agitateur magnétique chauffant RSLAB-1C-

- Régulation de la vitesse par échelle analogique.
- Régulation de la température par échelle analogique.
- Humidité relative max : 80%.
- Gamme de température ambiante (en °C)/ : 5-40.
- Puissance du chauffage (en W) : 500-
- Alimentation électrique (V / Hz / W) : 200-240 / 50-60 / 530.
- Classe de protection : IP42
- Durée de garantie : 1 an

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse d'agitation (tr/min)	0 à 1500
Vol. d'agitation (L)	20
Plaque - Ø ou L x l (mm)	135
Puissance de chauffe (W)	530
T° max. (°C)	350
L x P x H (mm)	160 x 260 x 85
Alimentation	Secteur
Réglage	Analogique
Puissance du moteur absorbée	18W
Puissance du moteur débitée	10W

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/11587-agitateur-magnetique-chauffant-rslab-1c-en-inox.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com