

FICHE PRODUIT



Spectrophotomètre Ci60

Référence : SOC-Ci60

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Spectrophotomètre Ci60

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	Spectrophotomètre portable diffus 8°
Information produit	Sphère diffus 8° SCI/SCE
Poids	1100 gr
Logiciels requis	Logiciel de paramétrage
Langue	Français, Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, ...
Garantie	1 an
Spécification	Tungstène Pulsée
Détection	DRS diffus8° SPIN/SPEX
Conditions d'utilisation	Production et Laboratoire
Types de valeurs	CIEXYZ, Hunterlab, CIELAB, CIELCH
Affichage	Ecran TFT Couleur, Valeurs et graphes
Géométrie	Sphère diffus8°
Alimentation	220V avec le chargeur de l'instrument.
Precision	0,1 DE* BCRA sérié II
Accord inter instrument	0,4 Delta E* BCRA sérié II
Port USB	Oui
Illuminant	D65, F11, A, CWF, F7, F12, ...
Mémoire interne	4000 échantillons
Plage de mesure	400-700 nm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/11589-spectrophotometre-ci60.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com