

FICHE PRODUIT

Balance de précision Sartorius Practum 224-1S

Référence : SOC-224-1S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Balance de précision Sartorius Practum 224-1S

La **Balance de précision Sartorius Practum 224-1S** est une balance basique pratique qui intègre la célèbre technologie de pesage Sartorius pour offrir des résultats professionnels fiables.

Les applications de pesée incluent la pesée générale, la densité, le pourcentage, la pesée de contrôle, un maintien de la valeur de crête, un décompte et un calcul de moyenne.

Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un ordinateur, directement dans un tableur Microsoft Excel® sans nécessiter un logiciel supplémentaire.

Menu avec 10 langues au choix.

Écran tactile couleur à contraste élevé.

Étalonnage et ajustement automatiques avec un poids externe en option.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Boîtier à structure renforcée et cellule de pesée robuste.

Un verrou superviseur empêche toutes modifications involontaires des paramètres.

Protection contre la surcharge intégrée.

Informations de livraison: Fourni avec un adaptateur de courant universel, une housse et un guide d'application mais sans un poids d'étalonnage.

Caractéristiques de la Balance de précision Sartorius Practum 224-

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Etendue de pesée	220 g
Précision de lecture	0.1 mg
Répétabilité	0.1 mg
Linéarité	0.2 mg
Temps de stabilisation typique	2 s
Poids de calibrage externe	200 g F1
Dimensions du plateau de pesée (diamètre)	90 mm
Poids net	4.5 kg
Dimensions (P x L x H)	360 x 216 x 320 mm
Interface	Mini USB - Reconnaissance automatique de l'imprimante Sartorius YDP40. - Transmission directe des données vers des applications microsoft sans logiciel supplémentaire. - Intervalle programmable pour l'édition des données. - Sélection de SBI, protocole de transfert de données au format tableau ou texte.
Supervisor lock	Verrouillage du menu pour protéger contre toute manipulation involontaire.
Boîtier et paravent	Boîtier robuste, facile à nettoyer et paravent facile à utiliser avec ses vitres amovibles
Programmes d'application standard	Pesée, masse volumique, pourcentage, contrôle +, valeur maximum, comptage et pesée d'animaux
Système antivol	Kensington lock et œillet de fixation pour chaîne ou câble.
Housse de protection	Standard
Pesée en dessous du socle	Oui

Hauteur de la chambre de pesée: 200 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/11628-balance-de-precision-sartorius-practum-224-1s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com