

**FICHE PRODUIT**

## Agitateur basculant MR-12

Référence : SOC-APPMR-12

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Agitateur basculant MR-12

**L'agitateur à bascule MR-12** permet de mélanger lentement ou rapidement des solutions ou des milieux nutritifs dans des récipients ou des sachets en plastique sur la plate-forme. Les réglages de la vitesse et de l'angle d'inclinaison de la plate-forme permettent un paramétrage pour un transfert et un mélange optimaux de la solution. L'appareil est idéal pour la décoloration du gel après l'électrophorèse et pour l'homogénéisation des milieux de bio extraction. Il fonctionne de façon optimale pour l'hybridation des biomolécules sur bandes et les procédures de coloration/décoloration. Installé dans un bio-incubateur, il est parfaitement adapté à la croissance et aux cultures cellulaires dans des sacs-réacteurs jetables (volume de travail de 10 litres maximum, volumes de culture de 5 litres maximum). **L'agitateur à bascule** peut être utilisé dans des chambres froides ou des incubateurs à une température ambiante comprise entre +4°C à +40°C. La basse tension d'alimentation externe (12 V) garantit la sécurité électrique dans les environnements humides.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

**Caractéristiques de l'agitateur basculant MR-12**

| Plage de fréquence de mélange                      | 1-99 oscill/min (par incrémentation d'1 oscill/min)                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage d'angle d'inclinaison (pour 1-50 oscill/min) | 0° - 10° (par incrémentation d'1°)                                                                                     |
| Angle d'inclinaison fixe (pour 51-99 oscill/min)   | 10°                                                                                                                    |
| Réglage de l'horloge numérique                     | 1 min-99 hrs 59 min (increment 1 min) / non-stop<br>1 min-99 h 59 min (par incrémentation d'1 min) / sans interruption |
| Écran                                              | LCD, 16 x 2 signes                                                                                                     |
| Durée d'opération continue maximale                | 168 h                                                                                                                  |
| Charge maximale                                    | 5 kg                                                                                                                   |
| Zone de travail de la plate-forme                  | 480 x 380 mm                                                                                                           |
| Dimensions globales (LxDxH)                        | 430 x 480 x 210 mm                                                                                                     |
| Poids                                              | 11.9 kg                                                                                                                |
| Courant d'entrée/consommation électrique           | 12 V, 1.1 A / 13 W                                                                                                     |
| Alimentation externe                               | Entrée CA 100-240 V 50/60 Hz, Sortie CC 12 V                                                                           |

**Conformité et garantie**

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/agitateurs/11641-agitateur-basculant-mr-12.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)