

FICHE PRODUIT

Dilatateur de hegar simple - diamètre 14,5 mm

Référence : SOC-444428

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Dilatateur de Hegar simple ou bougie de Hegar.**Diamètre:** 14,5 mm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/dilatateur-de-hegar/1167-dilatateur-de-hegar-simple-diametre-14-5-mm.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com