

FICHE PRODUIT

Oxymètre de pouls PM-50

Référence : SOC-PM50

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : unité

Description du produit

L'**oxymètre de pouls PM-50** est appareil ultra performant facile à entretenir, il ne nécessite que quatre piles AA pour une autonomie de 15 heures. Sa commodité et sa facilité d'utilisation accrues vous permettent de consacrer plus de temps à vos patients. Débarrassez-vous des soucis généralement liés à la procédure de contrôle aléatoire et choisissez le PM-50 : le choix évident.

- Il convient aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant et au nouveau-né
- Permet d'assurer le contrôle aléatoire du SpO2 et de la fréquence cardiaque et actualise automatiquement toutes les données chaque seconde
- Sa taille miniature permet d'avoir un appareil extrêmement léger, ce qui le rend utilisable partout
- L'écran LCD à rétro-éclairage présente bien en évidence les valeurs du SpO2 et de la fréquence cardiaque qui sont accompagnées d'un indicateur de la force du signal de pouls
- Les autres indicateurs utiles visibles sur l'écran incluent l'ID patient, l'indicateur de faible niveau d'énergie, l'indicateur de stockage des données, la condition d'erreur et le mode de mise en veille
- Les invites indiquant que la mémoire est pleine, que l'espace de stockage des ID est épuisé et les conditions générales d'erreur, permettent d'effectuer un dépannage rapide
- La mémoire prend en charge le stockage de 200 enregistrements de données pour 100 ID

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

patient maximum

- Connectez-vous à un PC avec un câble de communication standard pour télécharger et imprimer les données de tendance
- 4 piles AA alcalines ou rechargeables offrent 15 heures d'autonomie
- Les modes de mise en veille et de mise en arrêt automatiques permettent d'économiser l'énergie des piles
- Le bouton de mise en arrêt a un délai de 2 secondes pour éviter les arrêts accidentels

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/11697-oxymetre-de-pouls-pm-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com