

FICHE PRODUIT



Sachet pelable plat BOP DI - 1 face papier 60g par m²

Référence : SOC-91BOP0502

Description du produit

Caractéristiques techniques de sachet pelable plat:

- **Film shaterless indéchirable**

Ce film a été conçu pour éliminer tout risque de déchirement, faiblesse majeure des produits classiques.

Sa résistance à la déchirure, dix fois supérieure à celle des films conventionnels, supprime pratiquement tout risque de rupture sur les bords à l'ouverture.

- **Papier :**

Le papier 60g/m² des plats BOP® se caractérise par un traitement de surface conçu non seulement pour offrir une plage étendue de température de soudure, mais aussi pour réduire considérablement l'émission de fibres à l'ouverture.

- **Indicateur :**

Indicateurs Vapeur et gaz OE (conformément à ISO 11140-1) imprimés entre les deux couches de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

film (intrafilm)

- **Normes :**

EN ISO 11607 & EN 868-5.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11698-sachet-pelable-plat-bopr-di-1-face-papier-60g-m-1-face-film.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
feuille_steri_format - 50 x 200 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 3000	SOC-91BOP05020	
feuille_steri_format - 50 x 250 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 2000	SOC-91BOP05025	
feuille_steri_format - 75 x 200 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1600	SOC-91BOP07520	
feuille_steri_format - 75 x 250 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1200	SOC-91BOP07525	
feuille_steri_format - 75 x 270 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1200	SOC-91BOP07527	
feuille_steri_format - 75 x 300 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1200	SOC-91BOP07530	
feuille_steri_format - 100 x 150 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1600	SOC-91BOP01015	
feuille_steri_format - 100 x 200 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1200	SOC-91BOP01020	
feuille_steri_format - 100 x 250 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01025	
feuille_steri_format - 100 x 270 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01027	
feuille_steri_format - 100 x 300 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01030	
feuille_steri_format - 100 x 400 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 2000	SOC-91BOP01040	
feuille_steri_format - 100 x 600 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 2000	SOC-91BOP01060	
feuille_steri_format - 120 x 200 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 2000	SOC-91BOP01220	
feuille_steri_format - 120 x 250 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1500	SOC-91BOP01225	
feuille_steri_format - 120 x 300 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01230	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
feuille_steri_format - 120 x 400 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01240	
feuille_steri_format - 150 x 200 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01520	
feuille_steri_format - 150 x 270 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01527	
feuille_steri_format - 150 x 300 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01530	
feuille_steri_format - 150 x 320 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01532	
feuille_steri_format - 150 x 380 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01538	
feuille_steri_format - 150 x 400 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01540	
feuille_steri_format - 160 x 220 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01622	
feuille_steri_format - 160 x 270 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01627	
feuille_steri_format - 160 x 340 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01634	
feuille_steri_format - 160 x 600 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01660	
feuille_steri_format - 180 x 350 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP01835	
feuille_steri_format - 200 x 400 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP02040	
feuille_steri_format - 210 x 280 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP02128	
feuille_steri_format - 210 x 420 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP02142	
feuille_steri_format - 220 x 420 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500	SOC-91BOP02242	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
feuille_steri_format - 250 x 380 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP02538	
feuille_steri_format - 250 x 500 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500	SOC-91BOP02550	
feuille_steri_format - 270 x 350 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 1000	SOC-91BOP02735	
feuille_steri_format - 270 x 450 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500	SOC-91BOP02745	
feuille_steri_format - 285 x 450 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500	SOC-91BOP02845	
feuille_steri_format - 320 x 500 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500	SOC-91BOP03250	
feuille_steri_format - 320 x 600 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500	SOC-91BOP03260	
feuille_steri_format - 420 x 500 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500	SOC-91BOP04250	
feuille_steri_format - 420 x 600 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500	SOC-91BOP04260	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com