

FICHE PRODUIT



Filtre seringue en nylon ou polyamide - Non stérile

Référence : SOC-NY1107

Description du produit

Caractéristiques techniques

- Niveau de stérilité: Non-stérile
- Matière du corps: Polypropylène
- Matière de la membrane: Polyamide, Nylon - NY
- Gamme de pH: 3 à 14

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/11740-filtre-seringue-en-nylon-ou-polyamide-non-sterile.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
matiere_filtre_seringue - Nylon ou polyamide, diam_filtre_seringue - 0.22 µm	SOC-NY11071	
matiere_filtre_seringue - Nylon ou polyamide, diam_filtre_seringue - 0.45 µm	SOC-NY11072	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com