

FICHE PRODUIT



Analyseur de biochimie semi-automatique-RT9200

Référence : SOC-RT-9200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'analyseur de biochimie RT-9200:

- LCD monochrome, menus anglais.
- L'analyseur RT-9200 a deux modes de test de longueur d'onde unique et double longueur d'onde.

Les méthodes d'essai suivantes peuvent être fournies:

- Méthode de point de terminaison (Endpoint).
- Méthode à temps fixe (temps fixe).
- Méthode cinétique (cinétique).
- Double longueur d'onde (Dichromatique).
- Absorbance (Absorbance).
- Courbe d'étalonnage multiple (Multi-Calibration)

L'automate de biochimie RT-9200 peut effectuer l'analyse d'échantillon de sérum, de plasma, de sang total et d'urine, etc.

Ouvert pour le réactif, et il n'y a pas de restriction spécifique.

L'imprimante interne peut imprimer des rapports en anglais et des paramètres de programmation, etc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Structure et composition du produit

L'automate de biochimie RT-9200 est composé du système optique, du système de canalisation, du système de contrôle d'ordinateur et du logiciel, etc.

Poids : 7 kg.

Dimensions hors-tout : 360mm (l) × 318mm (L) × 160mm (H).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/11750-analyseur-de-biochimie-semi-automatique-rt9200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com