

**FICHE PRODUIT**

## Seringue à haute pression, injecteur de produit de contraste Modèle ASA-200E

Référence : SOC-ASA-200E

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Caractéristiques de la seringue haute pression ASA-200E**

| Capacité de baril     | 200ml                             |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Volume d'injection    | 1—200ml                           |
| Débit                 | 0.1—8ml/s □ increment 0.1ml/s □   |
| Temps d'interval      | 0—240s                            |
| Temporisation         | 0—99s                             |
| Programmes par défaut | 100 ensembles                     |
| Phases                | 1—4                               |
| Limite de pression    | 100psi □ 150psi □ 200psi □ 250psi |
| Puissance             | 220VAC ± 10% / 50Hz ± 1Hz         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers/11795-injecteur-haute-pression-modele-asa-200e.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com