

FICHE PRODUIT

Table motorisée pour lampe à fente Modèle RS330

Référence : SOC-1RS330

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications techniques de la table motorisée Modèle RS330

Avec tiroir (pour jeu de lentilles d'essai) sous la table.

Taille de la table: 78 * 48 cm

Hauteur de l'élévateur de table: 63-83cm

Tension d'entrée: 100V-240V 50 / 60Hz

Poids: 37KG

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/11800-table-motorisee-pour-lampe-a-fente-modele-rs330.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com