


FICHE PRODUIT



Carte TEST de l'Automate pour vitesse de sédimentation Modèle VISION

Référence : SOC-VISION8163264

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Carte (Master Dongle) à puce électronique (mince) de l'Automate pour vitesse de sédimentation;
Modèle VISION

Conditionnement minimum de vente: carte de 10000 test

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11802-carte-test-de-l-automate-pour-vitesse-de-sedimentation-modele-vision.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com