

FICHE PRODUIT

Poche d'aspiration souple MED-SOFT

Référence : SOC-SOFT1907

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La poche souple MED-SOFT est composée de :

- une poche translucide en forme de cul-de-bouteille pour :
 - une bonne lecture des volumes de fluides collectés
 - un maintien et stabilisation à la verticale/debout de la poche
- un couvercle bleu (collé à la poche) doté de 4 sites de connexion de diamètres différents et leurs capuchons hermétiques.

Les 4 sites sont :

1. SITE VIDE/VACUUM : permet la connexion du tube rouge (D) du bocal réutilisable. Pour protéger la source de vide des contaminations, chaque poche MED-SOFT est constituée:

a) Filtre Bactériologique protégeant le vide des aérosols et micro particules générées par l'aspiration (efficacité : 99.9% - Nelson Lab Study - documentation sur demande)

b) Valve Mécanique d'Arrêt: qui permet l'arrêt et prévient le débordement des liquides et des mousses aspirées dans la source de vide lorsque la poche MED-SOFT est pleine, inclinée ou

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

renversée accidentellement. (pour réactiver l'aspiration, déconnecter le tube rouge du site VACUUM afin de permettre à la valve mécanique de redescendre, puis reconnecter le tube rouge au site VACUUM).

2. SITE PATIENT: permet la connexion de la tubulure PATIENT. Il est équipé d'un connecteur coudé à 90° amovible pouvant être retiré ou utilisé pour faciliter la connexion et éviter une plicature de la tubulure.

c. Clapet Anti-Reflux: permet d'éviter tout retour ou projection de liquides et aérosols lors du débranchement de la tubulure patient.

3. SITE ACCESSOIRE: est le plus large des sites sur le couvercle. Il permet l'utilisation d'accessoires tels les chaussettes de prélèvement ou de l'ajout de doses de gélifiants en fin de procédure pour une évacuation des déchets sécurisée.

4. SITE TANDEM: permet la connexion en tandem (= série) de plusieurs poches-bocaux MEDSOFT grâce au tube tandem MED-STOP afin d'augmenter la capacité de collecte des liquides selon les besoins spécifiques de certaines chirurgies.

Les caractéristiques de sécurité du site PATIENT (clapet anti-reflux) et du site VACUUM (valve d'arrêt mécanique et filtre bactériologique) classifient le système d'aspiration MED-SOFT en système d'aspiration clos avec une protection optimale des patients et professionnels de santé.

Conditionnement minimum de vente: Carton de 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/11804-poche-d-aspiration-souple-med-soft.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
poche_aspiration_volume - 1.5 Litre	SOC-DYNDSCCL1500	
poche_aspiration_volume - 3 Litre	SOC-DYNDSCCL3000	
poche_aspiration_volume - 1 Litre	SOC-DYNDSCCL1000	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com