

FICHE PRODUIT



Système d'aspiration MED-SOFT 1.5L + Tubulure 1.80m, diamètre 6mm & Stop-vidé

Référence : SOC-SOFT1906

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kits composés d'une poche MED-SOFT et d'une tubulure ORNEX non stérile pré-connectée à un stop-vidé MED-STOP adulte ou pédiatrique.

Le stop-vidé MED-STOP permet un meilleur contrôle de l'aspiration trachéale.

Conditionnement minimum: Carton de 50

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11808-systeme-d-aspiration-med-soft-1-5l-tubulure-1-80m-diametre-6mm-stop-vide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com