

FICHE PRODUIT



Sécheur par réfrigération modèle SPE052

Référence : SOC-20187191

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sécheur par réfrigération modèle SPE052

Débit nominal 5.2m3 / min

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-d-oxygenation-medicale/11809-secheur-par-refrigeration-modele-spe052.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com