

FICHE PRODUIT

Système de filtration d'huile (Carbon Tower CT2)

Référence : SOC-20187193

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système de filtration d'huile (Carbon Tower CT2)

- Débit max. 2.5m3/min ;
- Avec indicateur d'huile et filtre à poussière.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-d-oxygenation-medicale/11811-systeme-de-filtration-d-huile-carbon-tower-ct2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com