

FICHE PRODUIT



Système de filtration de gaz d'oxygène

Référence : SOC-20187194

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Système de filtration de gaz

- Avec filtre bactérien / stérile
- Débit d'oxygène : 30m3 / h
- Filtration : 1 micron et 0,01 micron

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-d-oxygenation-medicale/11812-systeme-de-filtration-de-gaz.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com