

FICHE PRODUIT



Kit de pièces de rechange pour Compresseurs d'oxygène RIX

Référence : SOC-20187196

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de pièces de rechange pour Compresseurs d'oxygène RIX

Kit pièces de rechange pour 2000 heures de fonctionnement pour Compresseur d'Oxygène RIX 2PS2H50

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-d-oxygenation-medicale/11814-kit-de-pieces-de-rechange-pour-compresseurs-d-oxygene-rix.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com