

FICHE PRODUIT



Portoir en mousse absorbante pour 7 tubes Minibox XL

Référence : SOC-PORTABSMBX

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Portoir en mousse absorbante pour 7 tubes Minibox XL

Utilisation: Transport des tubes de prélèvement

Capacité: 7 tubes

Couleur: **Noir**

Association: boîte MINIBOX

Autres caractéristiques:

- 6 tubes de 5 ou 7ml + 1 tube de 10ml
- 2 lingettes désinfectantes + 1 pansement
- 1 corps de prélèvement standard + 1 aiguille

Conditionnement minimum de vente: 12 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-en-polypropylene/11816-portoir-en-mousse-absorbante-pour-7-tubes-minibox-xl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com