

FICHE PRODUIT



Portoir en mousse pour 8 tubes Minibox XL

Référence : SOC-PORT8TBMBX

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Portoir en mousse pour 8 tubes Minibox XL

Utilisation: Transport des tubes de prélèvement

Capacité: 8 tubes

Couleur: **Noir**

Association: boîte MINIBOX

Conditionnement minimum de vente: 12 pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-en-polypropylene/11817-portoir-en-mousse-pour-8-tubes-minibox-xl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com