

FICHE PRODUIT



Conteneur de transport poche de sang 25 Litres

Référence : SOC-200718

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Conteneur de transport poche de sang 25 Litres équipé de gels et de barrière anti-gel

Complet avec deux jeux de gels

Validé COFRAC

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/11818-conteneur-de-transport-poche-de-sang-25-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com