

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de laboratoire 700 L, modèle ESSENTIAL-700

Référence : SOC-ESS700

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur de laboratoire 700 L, modèle ESSENTIAL-700

Le **Réfrigérateur de laboratoire 700 L, modèle ESSENTIAL-700** est un équipement essentiel dans beaucoup de **laboratoires**. Sa fonction est de maintenir une température de stockage interne (entre 2 °C et 15 °C) pour stocker et protéger produits chimiques, échantillons, produits dangereux, médicaments, solutions et autres substances sensibles aux températures.

- 5 étagères;
- Affichage numérique de la température;
- Refroidissement à air forcé;
- Contact sans potentiel pour la transmission d'alarme à un centre de contrôle;
- Porte à fermeture automatique;
- Dégivrage automatique;
- Évaporation des condensats;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Porte verrouillable;

Options :

- Tablette supplémentaire (à l'équipement standard).
- Tiroirs en acier inoxydable (au lieu d'étagères).
- Séparateurs supplémentaires en croix et en longueur.
- Antigél contre les températures inférieures à zéro.
- Signal d'alarme visuel et sonore, même en cas de panne de courant (l'unité de surveillance reste en fonctionnement pendant environ 30 heures sur batterie).
- Éclairage LED sur le dessus.
- Porte vitrée avec serrure.
- Ferrure de porte.
- Equipé de roulettes.
- Le réservoir de condensat peut être vidé manuellement si aucune condensation n'est requise (par exemple, dans une salle d'opération).
- Module GSM pour la transmission de messages texte d'alarme (par exemple, vers un téléphone portable).
- Documentation de température.

Spécifications techniques du Réfrigérateur de laboratoire 700 L, modèle ESSENTIAL-7 :

- Capacité 700 l;
- Réglage de la température (env.) +2 à +15 ° C;
- Tension 220 - 240 V;
- Fréquence 50 Hz;
- Tirage de puissance 285 Watts ;
- Consommation moyenne 1,56 KWh / 24 h ;
- Dimensions totales (y compris distance du mur) 77 x 98 x 195,5 (l x p x h en cm) ;
- Dimensions intérieures 62 x 77 x 140 (l x P x H en cm) ;
- Dimensions utiles (profondeur utile supérieure à 5 cm, inférieure à 15 cm inférieure) ;
- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 ° 77 x 165 (l x p en cm) ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions de l'étagère 59 x 65 (lx P en cm) ;
- Capacité maximale de chargement par étagère 40 kg ;
- Poids 145 kg / 174 kg (net / brut)

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/11820-refrigerateur-banque-de-sang-700-l-350-poches-de-450-ml-modele-essential-700.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com