

FICHE PRODUIT

Refrigérateur de banque de sang 747 Litres 425 poches à 450 ml 575 poches à 350 ml

Référence : SOC-B70100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Refrigérateur banque de sang 747 Litres 425-575 poches

- Volume brut : 747 l
- Volume net : 636 l
- Capacité de stockage poches de sang, approx.: 425 poches à 450 ml ; 575 poches à 350 ml
- Consigne (préréglée) : +4°C
- Limite d'alarme basse (préréglée) : +2°C
- Limite d'alarme haute (préréglée) : +6°C

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/11822-refrigerateur-de-banque-de-sang-747-litres-425-575-poches-modele-essential-700.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com