

FICHE PRODUIT

Glacière électrique 20 Litres, Modèle SEVERIN KB2918

Référence : SOC-KB2918

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière électrique 20 Litres, Modèle SEVERIN KB2918

La **glacière électrique 20L KB2918** est la solution 2 en 1 pour **réfrigérer et maintenir au chaud** les aliments et boissons.

La **glacière électrique 20L KB2918** refroidit jusqu'à 20° C en dessous de la température ambiante et maintient au chaud jusqu'à 50 -60° C

Sa capacité de 20 litres permet de **contenir des bouteilles de 1 litre en position verticale, ou 3 x 0,75 l ou 11 x 0,5 l**

Elle est livrée avec cordon d'alimentation et cordon 12 V pour tout allume-cigare standard

Elle est également dotée d'une longue durée de vie et d'un moteur de ventilateur électrique sans balais

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de la glacière électrique 20L SEVERIN KB2918

- Couleur: vert-gris
- Puissance : approx. 58 W
- Capacité : 20 l
- Classe énergétique A++, 70 kWh/an
- Fonction ECO (8 W) écologique
- Corps en plastique
- Voyant lumineux
- Couvercle amovible
- Avec poignée pratique
- Stockage de câble
- Poids: 4,1kg
- Poids brut (emballage inclus): 5,1kg
- Dimensions appareil (h x l x p): 41,6 x 39,8 x 29,7cm
- Dimensions emballage (h x l x p): 43,3 x 40,6 x 30,4cm
- Emballage couleur, UE 1 pièce
- EAN 4008146028939

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/11824-glaciere-electrique-20-litres-modele-severin-kb2918.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com