

FICHE PRODUIT



Détendeur oxygène avec débitmètre à bille, 0-15L/min

Référence : SOC-5506112

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

- Détendeur oxygène avec manomètre 0-400 bar.
- Pression de sortie calibrée à 4 bar
- Pression d'entrée jusqu'à 300 bar .
- Débitmètre à bille de 0-15 L/min.
- Connecteur plastique pour tube O2.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11826-detendeur-oxygene-avec-debitmetre-a-bille-et-humidificateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com